



Artículos Médicos y  
de Rehabilitación



## Silla de Ruedas Pediátrica Modelo Fly

Código 400-005-05-7

### Descripción

Plegable para poder transportar con mayor facilidad

Sus componentes ofrecen gran estabilidad

Su amplia gama de regulaciones permite que el usuario se encuentre cómodo y correctamente sentado, evitando posibles deformaciones ocasionadas por un mal posicionamiento.

Asiento, respaldo, y cabecera acojinados para mayor confort.

Cabecera anatómica, ajustable y demontable .

Cuenta con protectores de brazo para evitar el balanceo involuntario del usuario



# ! Llámanos i



(55) 1562 5066 CDMX



[www.medicare.com.mx](http://www.medicare.com.mx)

E mail: [info@medicare.com.mx](mailto:info@medicare.com.mx)

[eva@medicare.com.mx](mailto:eva@medicare.com.mx)



Artículos Médicos y  
de Rehabilitación



Descansa brazos ajustables y desmontables.

Protector corporal para prevenir que el usuario vaya a ser lanzado por la inercia al frenar de emergencia.

Descansa pies ajustables y desmontables.

Descansa piernas ajustables con 3 distancias para altura del cojín.

Soporte antivolcaduras

Arnés tipo cinturón cruzado

Pistón de espiral que controla la inclinación de la silla

Bloqueo de ruedas que evita deslizamientos cuando la silla esta detenida.

Ruedas traseras de poliuretano, no necesitan aire

Fácil mantenimiento, se puede limpiar con un paño húmedo.

**! Llámanos i**



**(55) 1562 5066 CDMX**



**[www.medicare.com.mx](http://www.medicare.com.mx)**

E mail: [info@medicare.com.mx](mailto:info@medicare.com.mx)

[eva@medicare.com.mx](mailto:eva@medicare.com.mx)



Artículos Médicos y  
de Rehabilitación



Ancho de asiento	15"
Chasis	Esmaltado en azul
Opciones de color	Ninguna
Asiento y respaldo reclinable	de 90° a 160°
Asiento y respaldo reclinable	cojín abductor, arnés, cabezal ajustable
Descansa brazos	Rectos, altura ajustable, desmontables
Eleva piernas	ajustables de altura, desmontables, abatibles
Panel lateral ( protección de ropa )	Acojinado
Ruedas delanteras	6" x 1", Rin de policarbonato
Tipos de llantas	Neumática
Ruedas traseras, c/ sistema antivuelco	15" x 1 1/8 ", Rin de policarbonato
Peso neto	22 Kgs
Soporta	110 Kgs
Frenos	De palanca

Garantía:  
Contra cualquier defecto de Fabricación.



ENTREGAS A DOMICILIO

! Llámanos i



(55) 1562 5066 CDMX



[www.medicare.com.mx](http://www.medicare.com.mx)

E mail: [info@medicare.com.mx](mailto:info@medicare.com.mx)

[eva@medicare.com.mx](mailto:eva@medicare.com.mx)