



Artículos Médicos y
de Rehabilitación



Silla de ruedas de sobrepeso de 22 marca drive soporta hasta 200 kgs

Código SR22ECDDADDR

Descripción

Estructura Tubular cromado

El eje doble estándar brinda una transición sencilla del asiento al nivel medio.

Armazón de acero de carbono con triple capa de cromo que brinda un acabado vistoso, a prueba de desportilladuras y fácil de mantener.

Doble cruceta para mayor soporte.

Asiento y respaldo tapizado en vinyl.

El tapizado doble de vinilo en relieve es durable, liviano, vistoso y fácil de limpiar.



! Llámanos i



(55) 1562 5066 CDMX



www.medicare.com.mx

E mail: info@medicare.com.mx

eva@medicare.com.mx



Artículos Médicos y
de Rehabilitación



Ancho de asiento 56 centímetros

Los neumáticos de uretano montados en las ruedas de material compuesto brindan durabilidad y precisan poco mantenimiento.

Disponible

Brazo tipo escritorio desmontable y acojinados

Soportes de precisión sellados; no necesitan mantenimiento.



Ruedas traseras de policarbonato de 24"

Las ruedas delanteras de 8" se ajustan en 3 posiciones.

SR22ECDDADDR

Aros de mano estándar en cromo.

Soporta 200 Kilos.

Frenos laterales en ambas ruedas traseras
Plegable



SR22ECDDAEDR

Garantía:

Contra cualquier defecto de Fabricación.



ENTREGAS A DOMICILIO

! Llámanos i



(55) 1562 5066 CDMX



www.medicare.com.mx

E mail: info@medicare.com.mx

eva@medicare.com.mx