



Artículos Médicos y
de Rehabilitación



Sillas de ruedas Junior de 14"

Código 460-001-37-1

Descripción



Estructura de Acero

Asiento tapizado en lona

Color: Esmaltada en gris

Soporta hasta 110 kgs.

Brazos rectos fijos

Llanta con rin de rayos

Descansapiés fijos

Ancho de asiento 14" 35.5 cm.

! Llámanos i



(55) 1562 5066 CDMX



www.medicare.com.mx

E mail: info@medicare.com.mx

eva@medicare.com.mx



Artículos Médicos y
de Rehabilitación



Especificaciones

SILLA DE RUEDAS JR 14"

Brazo recto, fijo acolchado.

El tapizado de nylon es durable, liviano, vistoso y fácil de limpiar.

Llanta de caucho con rin de rayos, viene con frenos con sistema de empuje para trabar.

Viene con correa para pantorrilla

Descansa Pies fijos con bases de apoya pies de plástico,



Garantía:
Contra cualquier defecto de Fabricación.



ENTREGAS A DOMICILIO

! Llámanos i



(55) 1562 5066 CDMX



www.medicare.com.mx

E mail: info@medicare.com.mx

eva@medicare.com.mx