



Artículos Médicos y  
de Rehabilitación



## Cama tipo Hospital manual nacional sin ruedas AM1901

### USOS

Diseñada para la cómoda estancia  
del paciente en el hospital u hogar.

### Accesorios

Colchón seccionado  
Mesa de alimentos  
Porta suero

Garantía:  
Contra cualquier defecto de Fabricación.

# ! Llámanos i



(55) 1562 5066 CDMX



[www.medicare.com.mx](http://www.medicare.com.mx)

E mail: [info@medicare.com.mx](mailto:info@medicare.com.mx)

[eva@medicare.com.mx](mailto:eva@medicare.com.mx)



## Cama tipo Hospital manual nacional sin ruedas AM1901

<b>Medidas:</b>	<b>1.98 x 1.00 x .60 mts.</b>
<b>Funciones</b>	Múltiples posiciones.
<b>Pintura:</b>	Color chicle, horneada.
<b>Tambor:</b>	Fabricado en ángulo de 2" x 1 ½ con tela de cuadro articulada galvanizada, sujetándola resortes de alambre galvanizados en calibre 14. Pintado en color nogal con dos manivelas cromadas.
<b>Rodajas</b>	de 4" (dos con freno y dos sin freno)
<b>Extremos de la Cama</b>	Cabecera y piecera en estructura de lamina en calibre 22 con tubo cuadrado de 1 ½ x 1 ½ en calibre 20.
<b>Manivelas</b>	Dos para subir y bajar la cabecera y piecera



ENTREGAS A DOMICILIO

**! Llámanos i**



**(55) 1562 5066 CDMX**



**[www.medicare.com.mx](http://www.medicare.com.mx)**

E mail: [info@medicare.com.mx](mailto:info@medicare.com.mx)

[eva@medicare.com.mx](mailto:eva@medicare.com.mx)