



Artículos Médicos y
de Rehabilitación



Silla de ruedas extra grande para personas hasta 250 kilos marca Drive Medical

Código SR24ECDDADDR

Descripción



Estructura de acero, acabado cromado.

Asiento y respaldo tapizado en vinyl de alta resistencia.

Ancho de asiento 61 centímetros

Descansapie abatible, desmontable y ajustable de altura

Brazo tipo escritorio desmontable y acojinados

Doble cruceta para mayor soporte

Ruedas traseras de 24" con rin de policarbonato y cañuela de alto impacto.

! Llámanos i



(55) 1562 5066 CDMX



www.medicare.com.mx

E mail: info@medicare.com.mx

eva@medicare.com.mx



Artículos Médicos y
de Rehabilitación



Silla de ruedas extra grande para personas hasta 250 kilos marca Drive Medical

Disponible

Las ruedas delanteras de 8" se ajustan en 3 posiciones.



Soporta 250 Kilos.

Frenos laterales en ambas ruedas traseras

Plegable

Disponible con sistema de elevapiernas

SR24ECDDADDR



Garantía:
Contra cualquier defecto de Fabricación.



ENTREGAS A DOMICILIO

SR24ECDDAEDR

! Llámanos i



(55) 1562 5066 CDMX



www.medicare.com.mx

E mail: info@medicare.com.mx

eva@medicare.com.mx