



Artículos Médicos y
de Rehabilitación



Silla de ruedas manual bariátrica de 18 pulgadas marca Drive Medical

Código SR18DDAEDR

Descripción

Estructura de acero acabado cromado

Asiento y respaldo tapizado en vinyl.

El tapizado doble de vinilo en relieve es durable, liviano, vistoso y fácil de limpiar.

Ancho de asiento 46 centímetros

Descansabrazo tipo escritorio
desmontable y acojinados

Ruedas traseras de de 24" con rin de policarbonato y cañuela de alto impacto.

Las ruedas delanteras de 8" se ajustan en 3 posiciones.



! Llámanos i



(55) 1562 5066 CDMX



www.medicare.com.mx

E mail: info@medicare.com.mx

eva@medicare.com.mx



Artículos Médicos y
de Rehabilitación



Silla de ruedas manual bariátrica de 18 pulgadas marca Drive Medical

Disponible



SR18DDADDR



SR18DDAEDR

Soporta 130 Kilos.

Frenos laterales en ambas ruedas traseras

Plegable

Disponible con descansapie desmontable

Garantía:
Contra cualquier defecto de Fabricación.



ENTREGAS A DOMICILIO

! Llámanos i



(55) 1562 5066 CDMX



www.medicare.com.mx

E mail: info@medicare.com.mx

eva@medicare.com.mx