



Artículos Médicos y
de Rehabilitación



Sillas de ruedas llantas neumáticas modelo MM4 y MM5

Código SRMM4PNDDR

Descripción



Material: Estructura de acero, esmaltado, asiento y respaldo tapizado en lona.

Color: Esmaltada negra

Soporta: Hasta 110 kgs.

Ancho del asiento: 18".

Llantas traseras de 24" neumáticas, con rin de rayos.

Llantas delanteras de 8" x 2"

Descansabrazos tipo escritorio abatibles y acojinados.

Descansapiés o elevapiernas, abatibles y desmontables.

! Llámanos i



(55) 1562 5066 CDMX



www.medicare.com.mx

E mail: info@medicare.com.mx

eva@medicare.com.mx



Artículos Médicos y
de Rehabilitación



MM4 DESCANSAPIES
SRMM4PNDDR



MM5 ELEVAPIERNAS
SRMM5PNEDR

Garantía:
Contra cualquier defecto de Fabricación.



ENTREGAS A DOMICILIO

! Llámanos i



(55) 1562 5066 CDMX



www.medicare.com.mx

E mail: info@medicare.com.mx

eva@medicare.com.mx